

ЯКИЙ ТИ ОХУ®?



COMFORT LINE®
український бренд



МАЄШ ЧУТЛИВІ ОЧІ ТА ПРАЦЮЄШ ПРИ НЕЯКІСНОМУ ОСВІТЛЕННІ? 

ОБИРАЙ OXY[®]

ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ЗОРУ

Лінзи забезпечують високочіткий зір та підтримують здоровий і комфортний стан очей. Пропускають 100% кисню й утримують оптимальне зволоження весь час використання.



Оптична сила:

- від -0.5 до -6.0 (крок 0.25)
- від -6.0 до -10.0 (крок 0.5)
- від -10 до -12 (крок 1.0)
- від +0.5 до +6.0 (крок 0.25)



ПРАГНЕШ БАЧИТИ СВІТ ЧІТКІШЕ ТА ВІДЧУВАТИ СТАБІЛЬНІСТЬ?

ОБИРАЙ OXY[®] ТОРИЧНІ

Підтримують якісно-чітке бачення будь-яких предметів і пропорцій на усіх відстанях і в усіх положеннях. Забезпечують очам ідеальну для здоров'я кількість кисню і зволоження.

ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ АСТИГМАТИЗМУ

Оптична сила: від 0.00 до -9.0

Сила циліндра: від -0.75 до -2.25

Вісь циліндра: від 10° до 180°



СПЕЦИФІКАЦІЯ ЛІНЗ:

Назва матеріалу: Innofilcon A 

Тип матеріалу: силікон-гідрогель III покоління

Вологість: 45%

Кисень: 110 dk/t для oxy, 100 dk/t для oxy toric

Радіус кривизни (мм): 8.6

Діаметр (мм): 14.2

Термін носіння: 1 місяць

Режим носіння: денний (до 12 годин)

УФ-фільтри: блокування UV-A променів <70% та UV-B променів <95%

Дизайн: асферичні

Упаковка: 3 шт. лінз у блістерах



ВЕДЕШ АКТИВНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ? БАГАТО ЧИТАЄШ?

ОБИРАЙ ОХУ® МУЛЬТИФОКАЛЬНІ

Забезпечують чіткий та комфортний зір на далекі, середні та близькі відстані. Сприяють тривалому комфортному носінню, завдяки поєднанню якісних характеристик кисню, вологи і новітнього силікон-гідрогелю.

ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПРЕСБІОПІЇ



Оптична сила:

- від +6.00 до +5.00 (крок 0.50 D)
- від +5.00 до -6.00 (крок 0.25 D)
- від -6.00 до -12.00 (крок 0.50 D)

3-ЗОННИЙ ПРОГРЕСИВНИЙ ДИЗАЙН

Near power zone (Ø 1.0 мм) – корекція зору на близьку відстань.

Intermediate power zone (Ø 5.0 мм) – корекція зору на середню відстань.

Distance power zone (Ø 8.2 мм) – корекція зору на далеку відстань.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЛІНЗ:

Киснепроникність: 100 Dk/t

Вміст води: 45%

Модуль пружності: 0,8

(B) Базова кривизна: 8,6

(C) Товщина центру: 0.13~0.40


(D) Діаметр: 14,2

Упаковка: 3 шт. в блистерах

Абдіація: +1.0, +1.5, +2.0, +2.5

Матеріал: силікон-гідрогель Innofilcon A

Тонування: світло-блакитний



Режим носіння: модальний - 1 місяць денне носіння або до 7 днів безперервного носіння
Товщина по центру: 0,05-0,08 (варіюється для різних діоптрій)